

Поликлональное Антитело К Асаа1 Для Вестерн-Блота, Ифа - P09110

Артикул: CM0022197



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ACAA1 (3-кетоацил-КоА тиолаза), валидированное для Вестерн-блота и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Подходит для исследования бета-окисления жирных кислот в пероксисомах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAA1 кроличье пАт
Примечания/алиасы	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	30
GeneID	30
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотным остаткам 210-310 человеческого ACAA1 (NP_001598.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P09110
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С ледяным пакетом