

Кроличье Поликлональное Антитело Против Асаа1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09110

Артикул: CM0026955



введение

Кроличье pAb против АСАА1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацелено на пероксисомную 3-кетоацил-КоА тиолазу человека и крысы. Идеально для исследований метаболизма жирных кислот и пероксисомного бета-окисления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против АСАА1
Примечания/Альтернативные названия	АСАА; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; АСАА1
Вид	Человек
GeneID	30
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-300 человеческого АСАА1 (NP_001598.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P09110
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом