


Анти-Асаа2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс (If/Icc), Ифа (Elisa) - P42765

Артикул: CM0002187



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ACAA2 (3-кетоацил-KoA тиолаза). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований метаболизма жирных кислот и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAA2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	DSAEC; ACAA2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10449
ID гена	10449
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 298-397 человеческого ACAA2 (P42765).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42765
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом