


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Асаа2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P42765

Артикул: CM0010364



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела к ACAA2 для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный 3-кетоацил-КоА-тиолазу (42 кДа), митохондриальный фермент бета-окисления жирных кислот. Идеально подходят для исследований в области IVD и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAA2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DSAEC
Вид	Человек
ID гена	10449
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-271 человеческого ACAA2 (NP_006102.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42765
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент