


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Acaa2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P42765

Артикул: CM0021020



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого ACAA2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального бета-окисления и метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ACAA2
Примечания/синоним	DSAEC; ACAA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10449
GeneID	10449
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого ACAA2 (NP_006102.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42765
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Пакет со льдом