


Поликлональные Антитела Anti-Acac1/Acc1 Для Ihc-P И Elisa - Q13085

Артикул: CM0022721



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ACAC1 (ACC1), валидированные для ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований биосинтеза жирных кислот и метаболических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acetyl-ACC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	31
ID гена	31
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-75 человеческого ACAC1 (NP_942133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13085
Молекулярный вес белка	266кДа
Доставка	Сумка со льдом