


Анти-Acad11 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q709F0

Артикул: CM0013012



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого ACAD11, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Обнаруживает белок размером ~87 кДа, участвующий в бета-окислении жирных кислот в ЦНС. Подходит для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ACAD11 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	ACAD-11; ACAD11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84129
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого ACAD11 (NP_115545.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q709F0
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом