

Поликлональные Антитела Против Acad8 Для Вб, Ифа - Q9Z0M6

Артикул: CM0019228

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на ACAD8 (IBDH/ARC42) для приложений Вестерн-блоттинга и ИФА. Проявляют перекрестную реактивность с мышью и крысой. Подходит для исследований адгезии и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ACAD8
Примечания/Алиасы	IBDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
Вид	Человек
ID гена (человек)	27034
ID гена	27034
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 24-415 человеческого ACAD8 (NP_055199.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Z0M6
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет