

Кроличье Моноклональное Антитело Против Acad8 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Uku7

Артикул: CM0004728

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого ACAD8 (изобутирил-КоА дегидрогеназы). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения катаболизма валина и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAD8 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IBDH; ARC42; ACAD-8
Вид	Человек
GeneID	27034
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-415 человеческого ACAD8 (NP_055199.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-Р), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKU7
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом