

Кроличья Поликлональная Антитело Против Acad9 Для Wb И Ифа — Q9H845

Артикул: CM0026155



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ACAD9, валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Необходима для исследований сборки митохондриального комплекса I и окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAD9 кроличья полиAb
Примечания/Алиасы	NPD002; MC1DN20; ACAD9
Вид	Человек
ID гена	28976 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого ACAD9 (NP_054768.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H845
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Айс-пакет