


Поликлональное Антитело Кролика Против Acadl Для Wb, Ihc-P, Elisa - P28330

Артикул: CM0016571



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ACADL (LCAD). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований митохондриального окисления жирных кислот. Иммуноген: рекомбинантный слитый белок, охватывающий аминокислоты 31-210.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACADL Rabbit pAb
Примечания/синоним	LCAD; ACAD4; ACADL
Вид	Человек
GeneID (человек)	33
GeneID	33
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-210 человеческого ACADL (NP_001599.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28330
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка со льдом