

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Acadm (Mcad) Для Wb, If/Icc, Elisa - P11310

Артикул: CM0018780



введение

Аффинно очищенное кроличье поликлональное антитело к человеческому ACADM (MCADH), полученное против рекомбинантного белка ACADM. Проверено в WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для изучения окисления жирных кислот и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACADM Rabbit pAb
Примечания/аллиасы	MCAD, ACAD1, MCADH
Вид	Человек
GeneID (человек)	34
GeneID	34
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого ACADM (NP_000007.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11310
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовой пакет