

Анти-Acadm Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11310

Артикул: CM0009980



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против белка ACADM (MCAD) человека, для исследований митохондриального бета-окисления жирных кислот. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. 47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACADM кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	34
ID гена	34
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11310
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом