


Поликлональные Антитела Против Acads Для Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Артикул: CM0015136



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ACADS (короткоцепочечной ацил-KoA дегидрогеназы), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Оптимально для исследований бета-окисления жирных кислот в митохондриях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACADS Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SCAD; ACAD3; ACADS
Вид	Человек
ID гена	35
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого белка ACADS (NP_000008.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16219
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник