


Кроличыи Поликлональные Антитела К Acads Для Вб, Ип, Ифа - P16219

Артикул: CM0026764



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ACADS (SCAD), с перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Валидированы для ВБ, ИП и ИФА. Направлены на короткоцепочечную ацил-КоА дегидрогеназу для исследований митохондриального бета-окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ACADS
Примечания/Алиасы	SCAD; ACAD3; ACADS
Вид	Человек
ID гена (человек)	35
ID гена	35
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-260 человеческого ACADS (NP_000008.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16219
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет