


Кроличье Моноклональное Антитело К Acads / Scad Для Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Артикул: CM0003257



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на ацил-КоА-дегидрогеназу короткоцепочечных жирных кислот человека (SCAD). Валидировано для методов WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального бета-окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ACADS / SCAD
Примечания/Синонимы	SCAD; ACAD3; ACADS / SCAD
Вид	Человек
GeneID (человек)	35
GeneID	35
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 313-412 ACADS/SCAD человека, P16219)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16219
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом