

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Acadsb Для Ihc-P, Elisa - P45954

Артикул: CM0016733



введение

Кроличья поликлональные антитела ACADSB, валидированные для IHC-P и ELISA; детектируют ACADSB человека, мыши, крысы. Идеальны для изучения окисления разветвленных жирных кислот и метаболизма L-изолейцина. SWISS: P45954.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к ACADSB
Примечания/Альтернативные названия	ACAD7; SBCAD; 2-MEBCAD; ACADSB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	36
ID гена	36
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 133-432 человеческого ACADSB (NP_001600.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45954
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом