

Поликлональные Антитела Против Acadvl Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ихк, Ифа — P49748

Артикул: CM0029947



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ACADVL, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Обнаруживают эндогенный ACADVL в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследования нарушений бета-окисления жирных кислот в митохондриях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACADVL кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
Вид	Человек
ID гена (человек)	37
ID гена	37
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого ACADVL (NP_000009.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49748
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Холодовой пакет