

Поликлональное Антитело Кролика Против Асар2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15057

Артикул: CM0015169



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ACAP2 (белок 2, содержащий Arf-GAP, спиральную спираль, повторы ANK и PH-домен), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеком и мышью. Предсказанная молекулярная масса 88 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAP2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23527
ID гена	23527
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-160 человеческого ACAP2 (NP_036419.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15057
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Айс-пак