


Кроличья Моноклональная Антитело Против Acat1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P24752

Артикул: CM0003587



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого ACAT1, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека и крысы. Идеально подходит для исследований бета-окисления и метаболизма кетоновых тел.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAT1 кроличья mAb
Примечания/псевдонимы	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	38
ID гена	38
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 328-427 человеческого ACAT1 (P24752)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P24752
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодовая упаковка