


Кроличья Моноклональная Антитела Против Acat1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P24752

Артикул: CM0007642



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий ACAT1 — ключевой митохондриальный фермент бета-окисления жирных кислот и метаболизма кетоновых тел. Валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; проявляет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACAT1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	38
ID гена	38
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 34–427 человеческого ACAT1 (NM_000019.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24752
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Сумка-холодильник