


Поликлональное Кроличье Антитело К Acat1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P24752

Артикул: CM0030511



введение

Поликлональное кроличье антитело к ACAT1 (P24752) валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Оно направлено против митохондриального ацетил-КоА-ацетилтрансферазы — ключевого фермента бета-окисления жирных кислот и метаболизма кетоновых тел.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ACAT1
Примечания/псевдонимы	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	38
ID гена	38
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1–145 человеческого ACAT1 (NP_000010.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24752
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодовой пакет