


Кроличья Поликлональная Антитело Против Acat1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P24752

Артикул: CM0014984



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого ACAT1, подходящая для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Валидирована для исследований окисления жирных кислот и метаболизма кетоновых тел.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к ACAT1
Примечания/синонимы	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	38
ID гена	38
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–145 человеческого ACAT1 (NP_000010.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24752
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом