


Кроличыи Поликлональные Антитела К Acat2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwd1

Артикул: CM0024945



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку ACAT2 человека, подходящие для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают белок у мышей и крыс. Цитозольная ацетил-КоА-ацетилтрансфераза, участвующая в биосинтезе холестерина. Для поставок сырья для IVD и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ACAT2
Примечания/Синонимы	ACAT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	39
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 159-277 ACAT2 человека (NP_005882.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BWD1
Молекулярная масса белка	41 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет