


Поликлональные Антитела Против Acbd3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3P7

Артикул: CM0021339



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ACBD3 (GCP60), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований аппарата Гольджи и стероидогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACBD3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64746
ID гена	64746
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого ACBD3 (NP_073572.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3P7
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом