

## Анти-Асс1 (Валидировано На Ко) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Swu9

Артикул: CM0031090

### введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против ACC1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Необходимы для исследований синтеза жирных кислот; поставляются CamelBio как комплексный партнер по сырью для IVD.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на КО] ACC1 кролик pAb                                                                                        |
| Примечания/Псевдоним      | Асас; Acc1; Gm738; A530025K05Rik                                                                                            |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                        |
| GeneID (человек)          | 31                                                                                                                          |
| GeneID                    | 107476                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2246-2345 человеческого ACC1 (NP_579938.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                        |
| SWISS                     | Q5SWU9                                                                                                                      |
| Молекулярный вес белка    | 265 кДа/270 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                              |