


Поликлональные Антитела Против Асс1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q13085

Артикул: CM0023193



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ACC1, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Нацелены на ацетил-КоА-карбоксилазу 1 человека — ключевой фермент синтеза жирных кислот; подходят для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ACC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Вид	Человек
GeneID	31
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1190-1340 человеческого ACC1 (NP_942133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13085
Молекулярный вес белка	266 кДа
Доставка	С ледяным пакетом