


Поликлональное Антитело Против Acc1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q13085

Артикул: CM0015586



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ACC1 (ацетил-КоА карбоксилаза 1), подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Обнаруживает человеческие, мышинные и крысиные образцы. Предназначено для исследований биосинтеза жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACC1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	31
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 2266-2346 человеческого ACC1 (NP_942133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13085
Молекулярная масса белка	266 кДа
Доставка	Холодовой пакет