


Кроличья Поликлональная Антитела Против Acd Для Вб И Ифа - Q96Ap0

Артикул: CM0017125



введение

Кроличья поликлональная антитела против ACD, валидированная для ВБ и ИФА с образцами человека. Нацелена на белок шелтерина ACD (PIP1/PTOP/TPP1), участвующий в поддержании и защите теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья пАНТ против ACD
Примечания/алиасы	PIP1; PTOP; TPP1; TINT1; ACD
Вид	Человек
GeneID (человек)	65057
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 ACD человека (NP_001075955.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96AP0
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодильный пакет