


Поликлональное Антитело Против Ace1 - P12821

Артикул: CM0028226



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ACE1 (ангиотензинпревращающий фермент) для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований в области кардиоваскулярной и нейробиологии. Молекулярная масса белка: 150 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACE1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1636
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 554-758 человеческого ACE1 (NP_000780.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12821
Молекулярная масса белка	150 кДа
Доставка	В пакете со льдом