


Кроличыи Моноклональные Антитела К Ace1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12821

Артикул: CM0005417



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к ACE1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают ACE1 человека, мыши и крысы (P12821). Идеально подходят для исследований сердечно-сосудистой системы, нейропептидов и гемопоэтических стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к ACE1
Примечания/Альтернативные названия	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Вид реактивности	Человек
GeneID (Человек)	1636
GeneID	1636
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 30-1261 человеческого ACE1 (NP_000780.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12821
Молекулярная масса белка	150 кДа
Доставка	Холодопак