

Анти-Ace2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Артикул: CM0010087



введение

Кроличье моноклональное антитело к ACE2, валидированное для WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на ангиотензинпревращающий фермент 2 массой 92 кДа, ключевой регулятор сердечно-сосудистого гомеостаза и рецептор SARS-CoV-2. Идеально подходит для исследований ренин-ангиотензиновой системы и коронавируса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACE2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	АСЕН; ACE2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	59272
GeneID	59272
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-740 человеческого ACE2 (NP_068576.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYF1
Молекулярный вес белка	92 кДа
Доставка	Сумка со льдом