

Кроличья Поликлональная Антитело К Ace2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Артикул: CM0016961



введение

Поликлональное антитело, направленное против человеческого ACE2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Распознает ACE2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ренин-ангиотензиновой системы и рецептора SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ACE2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	АСЕН; ACE2
Вид	Человек
GeneID (человек)	59272
GeneID	59272
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 18-740 человеческого ACE2 (NP_068576.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYF1
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	С ледяным пакетом