


Кроличы Антитела Anti-Ace2 Rabbit Polymab® Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q9Byf1

Артикул: CM0002738



введение

CamelBio предлагает кроличьи антитела Anti-ACE2 Rabbit PolymAb® (Q9BYF1), валидированные для методов WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагируют с ACE2 человека, мыши и крысы — ключевым ферментом ренин-ангиотензиновой системы и рецептором для SARS-коронавирусов. Идеально подходят для исследований сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	ACE2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Синонимы	АСЕН
Вид	Человек
GenelD	59272
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BYF1
Молекулярная масса белка	53 кДа / 92 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом