

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Acha4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P43681

Артикул: CM0003872



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого АСНА4 (CHRNA4), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный уровень АСНА4 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АСНА4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; АСНА4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1137
GeneID	1137
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого АСНА4 (P43681).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43681
Молекулярный вес белка	70 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент