

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ache Для Wb, If/Icc, Elisa - P22303

Артикул: CM0029485



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой ацетилхолинэстеразы (ACHE, P22303). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на С-концевой регион для обнаружения мембраносвязанных и растворимых форм.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACHE Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	YT; ACEE; ARACHE; N-ACHE; ACHE
Вид	Человек
GeneID (человек)	43
GeneID	43
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 398-617 человеческого ACHE (NP_056646.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22303
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Со льдом