


Кроличыи Поликлональные Антитела К Aсkr3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ифа - P25106

Артикул: CM0018301



введение

Кроличыи поликлональные антитела к ACKR3 для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МЦК, ИФА. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный ACKR3 (CXCR7/RDC1), атипичный рецептор хемокинов, регулирующий уровень хемокинов и путь MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACKR3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXCR-7; CXCR-7; GPR159; ACKR3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57007
ID гена	57007
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого ACKR3 (NP_064707.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25106
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка-холододозлемент