

Кроличья Поликлональная Антитела Против Acmsd Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tdx5

Артикул: CM0023578



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ACMSD, подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Валидированы для исследований метаболизма триптофана. Предсказанная молекулярная масса 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACMSD Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ACMSD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	130013
GeneID	130013
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-336 человеческого ACMSD (NP_612199.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDX5
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом