


Поликлональные Антитела К Anti-Aconitase 1 (Aco1) Для Wb, Elisa - P21399

Артикул: CM0026701



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Aconitase 1 (ACO1/IRP1), для WB и ELISA. Валидированы на образцах человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований метаболизма железа и цикла Кребса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Aconitase 1 (ACO1) Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	48
GeneID	48
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого Aconitase 1 (ACO1) (P21399)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P21399
Молекулярный вес белка	98kDa
Доставка	Сумка со льдом