


Поликлональное Антитело Против Аконитазы 1 (Aco1) Для ВБ - P21399

Артикул: CM0025509



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой аконитазы 1 (ACO1, также IRP1) для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для человеческих, мышинных и крысиных образцов. Обнаруживает белок с молекулярной массой 98 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к аконитазе 1 (ACO1)
Примечания/алиасы	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Вид	Человек
ID гена (человек)	48
ID гена	48
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческой аконитазы 1 (ACO1) (NP_002188.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21399
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Ледяной пакет