


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Аконитазы 1 (Aco1) Для Wb, If/Icc, Elisa - P21399

Артикул: CM0011250



введение

Кроличыи моноклональные антитела к человеческой аконитазе 1 (ACO1/IRP1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований метаболизма железа и регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к аконитазе 1 (ACO1)
Примечания/альтернативные названия	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Вид антитела	Человек
GeneID (человек)	48
GeneID	48
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой аконитазы 1 (ACO1) (P21399)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21399
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом