

Кроличье Моноклональное Антитело Против Аконитазы 2 (Асо2) Для Вестерн1 Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q99798

Артикул: CM0006146

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую аконитазу 2 (АСО2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения функции митохондриального фермента цикла Кребса и связанных нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к аконитазе 2 (АСО2)
Примечания/Альтернативные названия	ICRD; ОСА8; ОРА9; АСОНМ; HEL-S-284; Аконитаза 2 (АСО2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50
GeneID	50
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческой аконитазы 2 (АСО2) (Q99798).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99798
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом