

Поликлональное Антитело Кролика Против Аконитазы 2 (Aco2) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99798

Артикул: CM0026798

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческой аконитазы 2 (ACO2), валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований митохондриального метаболизма и цикла трикарбоновых кислот (TCA).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против аконитазы 2 (ACO2)
Примечания/Альтернативные названия	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50
ID гена	50
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-780 человеческой аконитазы 2 (Aconitase 2 (ACO2)) (NP_001089.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT ID	Q99798
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом