

Поликлональное Антитело Против Acot2 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P49753

Артикул: CM0014622



введение

Кроличье поликлональное антитело против ACOT2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриального окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACOT2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	МТЕ1; РТЕ2; СТЕ1А; РТЕ2А; СТЕ-ІА; ZAP128; ACOT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10965
GeneID	10965
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 222-483 человеческого ACOT2 (NP_006812.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49753
Молекулярная масса белка	53кДа
Доставка	Холодильный пакет