

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Acot8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - O14734

Артикул: CM0017374

введение

Кроличьи поликлональные антитела к ACOT8, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA на образцах человека. Нацелены на ацил-КоА-тиоэстеразу 8 (ACOT8), пероксисомальный фермент, участвующий в метаболизме жирных кислот, обработке желчных кислот и взаимодействиях хозяин-вирус.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к ACOT8
Примечания/Альтернативные названия	hTE; NAP1; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACE; hACE-III; ACOT8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10005
GeneID	10005
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ACOT8 (NP_005460.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14734
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом