

Поликлональное Антитело Anti-Acox2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q99424

Артикул: CM0018399

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ACOX2, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Подходит для исследований пероксисомального бета-окисления разветвленных жирных кислот и синтеза желчных кислот. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACOX2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BCOX; BRCOX; CBAS6; THCCox; BRCACOX; ACOX2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8309
ID гена	8309
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого ACOX2 (NP_003491.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99424
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом