

## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Acox3 Для Wb, If/Icc, Elisa — O15254

Артикул: CM0020660

### введение

Поликлональное кроличье антитело, специфически распознающее пероксисомную ацил-КоА-оксидазу 3 (ACOX3). Валидировано для применения в WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма жирных кислот с разветвлённой цепью.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | ACOX3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Примечания/синоним           | ACOX3                                                                                                                          |
| Вид                          | Человек                                                                                                                        |
| Идентификатор гена (человек) | 8310                                                                                                                           |
| Идентификатор гена           | 8310                                                                                                                           |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10–100 ACOX3 человека (NP_001095137) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                        |
| Применение                   | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                           |
| SWISS                        | O15254                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка     | 78 кДа                                                                                                                         |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                 |