

Антитело Кролика Против Аср1 (Lmw-Ptp) Поликлональное Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P24666

Артикул: CM0019546



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ACP1 (LMW-PTP, HAAP). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческим и мышинным белками. Подходит для изучения активности фосфатазы фосфотирозиновых белков и связанных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	52
GeneID	52
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15-144 человеческого ACP1 (NP_004291.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24666
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом