

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Acp1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P24666

Артикул: CM0016364



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-ACP1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с ACP1 человека и мыши (18 кДа). Идеально подходит для изучения фосфорилирования тирозина и активности кислой фосфатазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ACP1
Примечания/алиасы	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	52
Идентификатор гена	52
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-158 ACP1 человека (NP_009030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P24666
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Пакет со льдом