


Поликлональные Антитела Против Аср5 Для Вб, Иф, Игх, Ифа — P13686

Артикул: CM0024112



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческую устойчивую к тартрату кислую фосфатазу типа 5 (ACP5/TRAP). Валидированы для вестерн-блота, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований метаболизма костей, функции остеокластов и изучения биомаркеров лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACP5 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HRAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5
Вид	Человек
ID гена (человек)	54
ID гена	54
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 76-325 человеческого ACP5 (NP_001602.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P13686
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом